

口腔ケア用 ガーゼスティック

「安全に」 ご使用頂くためにご注意下さい。

【⚠ 警告】

- 本製品は食べることが出来ませんので絶対に嚙んだり飲み込んだりしないで下さい。
- 本製品は1回使い切りの製品となります。再使用は絶対にしないで下さい。
菌の繁殖、ガーゼの破損や抜け破れの原因となります。
- 袋を開封しないまま軸を引っ張り製品を取り外さないで下さい。
ガーゼが外れたりする原因となります。
- 使用前にガーゼ部分と軸が接着していることを確認後、ご利用下さい。
- ガーゼを強く嚙んで引っ張る等、負荷をかけるとガーゼがちぎれたり外れたり軸から抜ける場合があります。
- 万が一、使用中にガーゼのちぎれや外れた場合は飲み込まないよう速やかに取り除いてください。
- 水や薬液等に浸したままにしないで下さい。ガーゼが外れる原因となります。
- 使用後はガーゼが口腔内に残留していないかを必ず確認して下さい。
- 本製品は口腔清掃用のガーゼスティックです。それ以外の目的で使用しないで下さい。
- ご使用前に軸の折曲がり、袋の破損等の異常を発見した場合はご使用をお控え下さい。
- ご使用の際は医師、歯科医師、歯科衛生士等、指導に従って下さい。

【使用方法】

- 袋から取り出しガーゼ部に少量の水分を含ませ、必ずしっかり絞り口腔内の汚れを拭き取って下さい。

【保管および取り扱いの注意】

- 直射日光、高温、多湿を避け、小児の手の届かない場所へ保管して下さい。